

R1: 2×100 ml  
R2: 1×50 ml



# UREA

UV METHOD

## سنجش کمی UREA در سرم پلاسمای انسانی: اهمیت بالینی :

این آزمایش برای مواردی مانند، سنجش کلی عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلوبولینی (GFR)، تشخیص افتراقی اورمی قبل کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از یکدیگر به همراه تست کراتینین انجام می شود. در این آزمایش مقدار نیتروژن اوره موجود در خون اندازه گیری می شود. کبد پس از تجزیه پروتئین های مورد استفاده در سلول های بدن آمونیاک تولید می کند که حاوی نیتروژن است. این نیتروژن با عناصر دیگری مانند کربن، هیدروژن و اکسیژن ترکیب می شود و اوره را که فرآورده شیمیایی دفعی است، تشکیل می دهد. اوره تشکیل شده از طریق جریان خون از کبد به کلیه ها می رود. کلیه های سالم اوره و فرآورده های زائد دیگر را از خون فیلتر می کند. فرآورده های زائد فیلتر شده از طریق ادرار دفع می شوند.

## پایداری محلول ها:

معرف ها آماده مصرف بوده (Ready to use) و در دمای ۲-۸°C تا تاریخ انقضا مصرف پایدار میباشند.

## روش اندازه گیری:

طول موج: ۳۴۰ نانومتر  
قطر کووت: یک سانتیمتر  
دما: ۳۷ درجه سانتیگراد  
اندازه گیری: فوتومتر با بلانک هوا روی صفر تنظیم شود

## شرایط نگهداری نمونه:

سرم، پلاسما (به جز آمونیم هپارین) و ادرار سرم های مورد استفاده را در لوله های استاندارد جمع آوری نمایید و از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری کنید.

## پایداری نمونه سرم و پلاسما :

در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۱ هفته  
در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد ۶ ماه  
پایداری نمونه ادرار:  
در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۲ روز  
نمونه ادرار می بایست به نسبت ۱:۴۹ با آب مقطر رقیق شود و عدد بدست آمده در ۵۰ ضرب شود.  
توجه: از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداری شود.

## معرف ها:

استاندارد	نمونه	دو محلوله
.....	۱۰ µl	نمونه
1000 µl	1000 µl	معرف یک
به خوبی مخلوط کرده و بعد از ۳ دقیقه مواد زیر اضافه شود:		
.....	250 µl	معرف دو
پس از مخلوط نمودن، مقدار جذب نوری بعد از ۳۰ ثانیه خوانده شود (A1) سپس بعد از ۶۰ ثانیه مجدداً جذب نوری خوانده شود (A۲)		

استاندارد	نمونه	تک محلوله
.....	10 µl	نمونه
1000 µl	1000 µl	مخلوط معرف یک و دو
پس از مخلوط نمودن، مقدار جذب نوری بعد از ۳۰ ثانیه خوانده شود (A1) سپس بعد از ۶۰ ثانیه مجدداً جذب نوری خوانده شود (A۲)		

جهت انجام تست به صورت تک محلوله، محلول های شماره ۱ و ۲ باید به نسبت ۴:۱ یا یکدیگر مخلوط شوند.  
برای مثال ۱۰۰۰ میکرولیتر محلول ۱ و ۲۵۰ میکرولیتر محلول ۲

## محاسبه:

### در سرم:

$$\text{Urea(mg/dl)} = \frac{(A)\text{Sample} - (A)\text{Blank}}{(A)\text{Standard} - (A)\text{Blank}} \times \text{Conc.Std./Cal (mg/dl)}$$

### در ادرار ۲۴ ساعته:

$$\text{Urine Urea(g/24h)} = \frac{\text{Urine (mg/dl)} \times \text{Urine volume(ml)}}{100000}$$

## ضریب تبدیل واحد:

$$\begin{aligned} \text{Urea(mg/dl)} \times 0.1665 &= \text{Urea(mmol/l)} \\ \text{Urea(mg/dl)} \times 0.467 &= \text{BUN(mg/dl)} \\ \text{BUN(mg/dl)} \times 2.14 &= \text{Urea(mg/dl)} \end{aligned}$$

## دامنه مرجع:

Men	19-45mg/dl
Women	15-43 mg/dl
Children	11-36 mg/dl
Urine 24 hours	13-36 g/24h

هرآزمایشگاه موظف است دامنه مرجعی مختص به خود را با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش تعیین کند. برای اهداف تشخیصی نتایج Urea باید با تاریخچه پزشکی بیمار، آزمایشات و دیگر یافته ها بطور همزمان بررسی شود

## روش رقیق سازی دستی:

در مواردی که مقدار Urea بیشتر از حد ذکر شده باشد باید نمونه به نسبت ۱:۲ با سرم فیزیولوژی رقیق و در عدد ۳ ضرب شود.

## خصوصیات عملکردی کیت :

حساسیت:

3 mg/dl

رنج خطی بودن در سرم:

3-214 mg/dl

رنج خطی بودن در ادرار:

3 mg/dl-40 mg/dl



## Aria Fara Kiagen Co

+98 21 66 57 1351

Technical Support:  
+98 905 105 60 93

TechnicalSupport@faragenco.com  
BioSmartMed.com

### هشدارهای توصیه ای:

۱. جهت انجام آزمایش استفاده از لوازم یکبار مصرف و عاری از هرگونه آلودگی الزامی است. در صورت استفاده از لوازم یکبار مصرف باید ابتدا آنها را با اسید کلریدریک ۱۰ درصد و سپس دوباره با آب مقطر شستشو داد.  
۲. از تماس مستقیم محلول ها با پوست و چشم و دهان خودداری کنید و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو دهید.  
۳. هنگام کار با محصول حتما از دستکش استفاده شود.

### منابع:

1. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the national standardization schemes in the United states, Japan and Sweden: a method comparison study, Clinical chemistry (2004) 50:1,pg:166-174
2. Gonen, B , and Rubenstein, A.H., Diabetologia 15, 1 (1978).
3. Sacks DB, Carbohydrates. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Titez Textbook of Clinical Chemistry. 3 ed.
4. Eric S Kilpatrick, J Clin Pathol 2000;53:335-339.
5. American Diabetes Association. Clinical Practice recommendation: standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diab Care 22(supp):S32-41(1999)
6. American Diabetes Association Clin. Practice recommendation, 1992, Diab Care 16S2(93):10-13

	تاریخ انقضا (سال / ماه)
	دستورالعمل استفاده
	شماره لات
	شماره رفرانس
	برای استفاده در تشخیص آزمایشگاهی
	دمای نگهداری
	تعداد تست

### دقت (در ۳۷ درجه سانتیگراد):

#### Inter - assay precision

N=20	Mean(%)	SD(%)	CV(%)
Control 1	41	1.1	2.68
Control 2	97	1.3	1.34
Control 3	143	2.5	1.74

#### Intra - assay precision

N=20	Mean(%)	SD(%)	CV(%)
Control 1	39	1.25	3.20
Control 2	102	1.65	1.61
Control 3	137	3.1	2.26

### صحت:

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت Urea با یواسمارت (Y) با یکی از متداول ترین کیت های رایج تجاری (X) نتایج زیر بدست آمد:

$$Y = 0.9746 (X) + 3.03 \text{ mg/dl}; \quad r = 0.986$$

### موارد مورد نیاز:

- تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه
- کالیبراتور (Smart CAL Serum) برای کالیبر کردن
- کنترل (Smart Control Level 1, Level 2) بصورت جداگانه جهت کنترل
- سرم فیزیولوژی (محلول NaCl) با غلظت ۹ گرم در لیتر

### تداخل:

بیلی روبین تا غلظت ۵۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و تری گلیسیرید تا غلظت ۱۵۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۴۴ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند ولی اگر که غلظت این ترکیبات بیش از مقادیر باشد باعث تداخل در آزمایش میشود